



GLOBAL ORTHODONTIC SOLUTIONS
Laboratoire ORTHOKLASS
 35, Rue des tuileries
 13290 LES MILLES
 Tél : 04 88 29 46 49
 orthoklass@gmail.com

Cachet du cabinet

Nom du patient : _____

Date de livraison au cabinet : _____

Je désire recevoir les photos du set-up pour validation


Mail du praticien : _____

PLAN DE TRAITEMENT


Set-up Idéal FKS

merci de vous servir du schéma dentaire pour nous donner le maximum d'informations :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> extractions : | <input type="checkbox"/> sur-correction : |
| <input type="checkbox"/> dents incluses : | <input type="checkbox"/> mini-vis : |
| <input type="checkbox"/> chirurgie : | <input type="checkbox"/> boutons à coller : |
| <input type="checkbox"/> implants : | <input type="checkbox"/> calles en composite : |
| <input type="checkbox"/> ouverture d'espaces : | <input type="checkbox"/> stripping* : |
| <input type="checkbox"/> prothèses : | <input type="checkbox"/> informations sur la forme d'arcade : |



17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27
							TIP							
							TORK							
47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37
							TIP							
							TORK							



Notes

*En cas de stripping, une charte précise vous sera fournie avec votre collage

Les attaches auto-ligaturantes céramiques en Roth .022"x.028" sont fournies par le laboratoire.
 Les gouttières de transfert sont en Mémosil (Silicone transparent) ce qui permet d'utiliser tous les produits de collage.

Merci de nous envoyer une radiographie panoramique du patient.

Je désire recevoir un tube de colle GC Ortho Connect

CHOIX DES ATTACHES

- EXPERIENCE metal
 - EXPERIENCE mini metal
 - Slots en .020"x.028" sur les incisives :
 - Attaches avec crochets
(à l'exception des canines et des molaires)
 - 4 sup 4 inf 5 sup 5 inf
- Pour toute autre technique (Slots en .018"x.025", MBT, Extra-torque...), n'hésitez pas à nous contacter.

CHOIX DES ARCS

ils seront livrés avec votre collage et avec leur charte individualisée

Forme d'arcade : _____

- | | |
|---|---|
| Arc maxillaire | Arc mandibulaire |
| <input type="checkbox"/> NiTi .014" | <input type="checkbox"/> NiTi .014" |
| <input type="checkbox"/> Bio-Edge .020"x.020" | <input type="checkbox"/> Bio-Edge .020"x.020" |
| <input type="checkbox"/> TMA .019"x.025" | <input type="checkbox"/> TMA .019"x.025" |
| <input type="checkbox"/> Acier .016"x.022" | <input type="checkbox"/> Acier .016"x.022" |
| <input type="checkbox"/> Acier .019"x.025" | <input type="checkbox"/> Acier .019"x.025" |